

Coleman Equipamentos Para Laboratórios Comercio e Importação Ltda.

Al. São Caetano, 20 - Bairro Campestre - Santo André - SP - CEP: 09070-210 Ligações Nacionais: TEL: (0XX11) 4438-0600 (Tronco Chave) - FAX: (0XX11) 4438-1041 Home Page: www.coleman.com.br - E-mail: coleman@terra.com.br

Espectrofotômetros, Balanças Analíticas e Eletrônicas, Microscópios, Lupas, ETC. e Material para laboratório

MODELO: COL 2202 MODELO DE SUCÇÃO ADULTO LUXO

O modelo possibilita o treino de técnicas de sucção por meio de cateter através do nariz e da boca.

O tubo de sucção e do cateter pode ser inserido por dentro da cavidade nasal e oral, onde o escarro pode ser aspirado. Além disso, o tubo de sucção pode ser inserido no local da abertura traqueal através de uma cânula traqueal, e uma sucção intra bronquial pode ser praticada. Ao abrir a parte um lado da face, a posição do tubo inserido pode ser confirmada, e a passagem das estrutura anatômicas da cavidade nasal, cavidade oral e cervical podem ser estudadas. O escarro simulado é colocado na cavidade nasal, cavidade oral e da traquéia para melhorar a eficácia do treinamento e para a obtenção da técnica real.

